

# ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ОЛМ·1

Продукт корпорации «ДЭНАС МС»

**Регистрационное удостоверение № ФС 01010120/0477-04 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Лечебное одеяло ОЛМ-01 Относится к эффективным технологиям восстановительной медицины. Его используют для укрепления здоровья, профилактики, реабилитации и лечения различных заболеваний. Действие одеяла ОЛМ-01 направлено прежде всего на восстановление работы регуляторных и защитных систем организма, от которых зависит наше здоровье, психоэмоциональное состояние, устойчивость к болезням и нагрузкам и даже эффективность лечения, профилактики и реабилитации.

На этапах оздоровления, профилактики и реабилитации одеяло ОЛМ-01 обычно используют как эффективное самостоятельное средство.

При лечении заболеваний с далеко зашедшими нарушениями для достижения более быстрого лечебного эффекта рекомендуется использовать ОЛМ-01 в качестве сопровождения традиционных методов лечения, что позволяет:

- облегчить клиническое течение заболевания и улучшить прогноз;
- повысить эффективность лечения основного заболевания (потенцирование лечебного действия, снижение побочных эффектов, сокращение сроков лечения);
- уменьшить дозы применяемых медикаментов;
- предотвратить или снизить возможность осложнения
- уменьшить дозы применяемых медикаментов;
- предотвратить или снизить возможность осложнения основного заболевания;
- осуществить профилактику сопутствующих заболеваний;
- улучшить настроение.

**Продукт имеет академические награды: медаль И. Мечникова от Российской академии естественных наук и медаль П. Эрлиха от Европейской академии естественных наук; диплом конкурса РНЦВМиК Министерства здравоохранения России «Лучшая диагностическая и оздоровительная технология восстановительной медицины – 2003».**

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению устройства лечебного на основе электростатической лавсановой пленки ПЭТ (одеяла лечебного многослойного ОЛМ-01) рекомендована комиссией по физиологическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ (Протокол №3 от 15 сентября 1999 года).

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01 предназначено для лечения и профилактики нарушений функциональных систем организма человека в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях любого профиля и в домашних условиях по назначению врача.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1.** Устройство выполнено в виде многослойного одеяла с внутренним экранирующим слоем. Экранирующий слой изготовлен из синтетических пленок с металлизацией микронной толщины. Со стороны пациента экранирующий слой имеет коэффициент отражения электромагнитных излучений в инфракрасном и крайне высокочастотном (КВЧ) диапазонах не менее 0,8.

**2.2.** Питание устройства осуществляется за счет электростатического поля атмосферы.

**2.3.** Габаритные размеры:  $215+5 \times 160 \pm 5$  см. Вес не более 5 кг.

## 3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В качестве компонента комплексной терапии одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01 показано при следующих состояниях:

- заболеваниях центральной нервной системы (вегето-сосудистая дистония);
- заболеваниях периферической нервной системы (повышенная мышечная утомляемость миастенического типа);
- заболеваниях вегетативной нервной системы (астеновегетативные расстройства);
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертония I–II стадии);

- заболеваниях нервно-психического характера (астенический невроз, астеноневротический синдром, аффективные расстройства);
- заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит).

Применение ОЛМ-01 совместимо с фармакотерапией.

#### 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния с невыясненным диагнозом;
- активные формы туберкулеза легких;
- острый инфаркт миокарда;
- декомпенсированные сердечная и легочно-сердечная недостаточности;
- новообразования;
- имплантированные устройства.

#### 5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

**5.1.** Развернуть и осмотреть одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01, убедиться в отсутствии механических повреждений.

**5.2.** Наибольший лечебный эффект достигается общим обертыванием пациента; остается открытым только лицо .

Для местного применения одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01 (в сложенном виде) накладывают на место проявления боли.



**Внимание!** При обертывании пациента одеялом эмблема предприятия должна располагаться на внешней стороне.

*Белье пациента должно содержать минимум синтетических добавок.*

*В медицинских учреждениях использовать индивидуальную простыню или пододеяльник.*

*Перед процедурой пациенту необходимо кратковременно прикоснуться к заземленному предмету.*

*Процедуры проводят сидя или лежа, в удобной позе, пациент должен по возможности расслабиться.*

**5.3.** Продолжительность лечебной процедуры — от 10 до 40 мин.



**Внимание!** Устройство является сильнодействующим лечебным средством, продолжительность одной процедуры до 40 минут. Курс лечения длится 15–20 дней (по 1–3 процедуры в день). Перерыв между повторными курсами должен быть 7–10 дней.

**5.4.** Во время процедуры возникают ощущения тепла и покалывания, не переходящие в дискомфортные.

В редких случаях во время первых процедур у пациентов наблюдаются симптомы дискомфорта (незначительная боль, головная боль, тошнота). В этом случае процедуру желательно не прерывать, а продолжить до исчезновения или снижения симптомов дискомфорта.

Если за время процедуры симптомы дискомфорта не ослабевают, то продолжительность последующей процедуры составляет 10 минут. Далее продолжительность процедур увеличивается ежедневно на 3–4 минуты и доводится до 40 минут.

## 6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация устройства в медицинских учреждениях проводится воздушным методом в стерилизаторе при температуре 120 ( $\pm$  4) °C в течение 45 минут (по ОСТ42-21-2-85).

Устройство готово к применению через 30 минут после окончания стерилизации.

## 7. ХРАНЕНИЕ

Хранится в сложенном виде в сухом проветриваемом помещении при нормальных климатических условиях.

При хранении не допускаются деформирующие воздействия на устройство.

---

Продукт корпорации «ДЭНАС МС»



620146, Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15

телефон/факс: +7 (343) 267-23-30

<http://www.denacorp.ru>, e-mail: [corp@denacorp.ru](mailto:corp@denacorp.ru)

---

Разработчик и владелец патентов: ООО «ДЭНАС ВИКТОРИЯ-ТМ»

---

8-800-200-1919

звонок по России бесплатный